

## Afname instructie Anale Soa test.

U heeft een aanvraag gedaan voor de thuisafname van een test op een of meerdere Soa's. Hierbij heeft u een afname set gekregen. Om een juiste afname te nemen onderstaande instructie. Deze instructie zal u uitleggen hoe u deze afname thuis kunt doen en wat u daarna moet doen.

De afname is heel eenvoudig en duurt maar enkele minuten. In deze afname set treft u aan: een swab (wattenstaaf); een buisje; een sealbag met een absorptievel; een laboratorium aanvraagformulier en een retour verzendenvelpe.

Volg deze stappen om de afname te doen:

- Was uw handen met water en zeep en droog ze goed af.



- Open de verpakking van de swab door de folie aan de zijkant los te trekken. Pak de swab vast bij de steel en haal hem uit de verpakking. Raak de punt van de swab niet aan.



- Ga comfortabel staan en hou je billen uit elkaar. Breng de swab voorzichtig ca. 3 cm naar binnen en draai de swab een paar keer (3 tot 5 keer) rond ongeveer 15 seconden om voldoende materiaal op te nemen.



- Haal de swab er voorzichtig uit en steek hem in het buisje. Breek het overtollige stuk van de steel van de swab af en sluit het buisje goed af met de dop.



U bent nu klaar met de afname. U moet nu het buisje terugsturen naar het laboratorium voor analyse. Dit doet u als volgt:

- Vul het laboratoriumformulier in dat u heeft gekregen.
- Vermeld daar uw geboortedatum, geslacht en afnamedatum.
- Stop het buisje en het absorptievel in de sealbag die u erbij kreeg. Sluit de sealbag goed af. Doe het laboratoriumformulier ook bij de sealbag in de verzendenvelop.
- Stuur de verzendenvelop zo snel mogelijk terug naar het laboratorium via een PostNL brievenbus of een PostNL servicepunt. U hoeft geen postzegel te plakken, want de verzendenvelop is al gefrankeerd.
- U ontvangt binnen 10 werkdagen de uitslag via de aanvragende firma. Deze zal u ook verder kunnen helpen als u positief bent getest op een SOA.

Ik hoop dat deze instructies u hebben geholpen om de afname thuis te doen. Heeft u nog vragen over Soa's of de test? Zo ja, dan kunt u contact met ons opnemen . Zo nee, dan wens ik u veel succes en gezondheid toe.